

# Das erste teilbare Rollstuhlrad von trivida®

Innovation aus dem Schwarzwald



## Technische Daten

Verfügbar in	Kunststoff PT20	Karbon CC21
Durchmesser Rad	24"	
Maximal erlaubter Sturz	3°	
Belastbarkeit	Rollstuhl 150 kg	Rollstuhl 200 kg
Achse	Schnellwechselachse, 2 Lager für mehr Stabilität	
Gewicht	komplettes Rad: 3900 g   Segment: 1050 g	komplettes Rad: 3000 g   Segment: 700 g
Design	Speichenrad, mattierte Oberfläche, schwarz	hochglänzende Karbonscheibe, schwarz
Besonderheit	Das robuste trivida-Rad in zuverlässiger Kunststoff-Qualität bietet ein optimales Preis-Wert-Verhältnis.	Das hochfeste trivida-Karbonrad im modernen Design überzeugt durch seine präzise Handhabung und eine besonders lange Lebensdauer.
Zubehör	Trommelbremse verfügbar (Zusatzgewicht!)	
Für Nasszelle geeignet	ja	ja

Garantie	24 Monate
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Schnellwechselachse: <math>\varnothing</math> 12 mm mit 50 mm Einstecktiefe</li> <li>· Passende Montagebuchse M16 x 50 mm Einstecktiefe – <math>\varnothing</math> 12 mm</li> <li>· Buchsen für 1/2" Achsensystem</li> <li>· Edelstahlmutter M16</li> </ul>
Auf Bestellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Einbau 1/2"-Lager mit Achse</li> <li>· Gummierte Greifringe</li> <li>· Trommelbremse</li> <li>· trivida®-Clip</li> </ul>
Zertifizierung	<p>CE-Kennzeichnung entsprechend der Richtlinie EU 2017/745 (MDR, Medical Device Regulation)            Die Produkte entsprechen Australian/New Zealand Standard™ (AS/NZS 3695.1:2011).            ISO 13485 Zertifiziert</p>
Tests	Eine Testung des CC21 und des PT20 durch den TÜV Süd entsprechend den Normen DIN EN 12182: 2012 und DIN EN 12183:2014 wurde durchgeführt.

trivida®  
Kunststoffrad  
PT 20



trivida®-  
Karbonrad  
CC21



## Was ist das trivida®-Rad?

Das trivida®-Rad ist ein patentiertes teilbares Rollstuhlrاد für einen barrierefreien und sicheren Transfer. Das Rad passt an jeden handelsüblichen manuellen Rollstuhl. Jedes der drei Radteile kann entfernt werden. Anwender:innen fahren den Rollstuhl neben ihr Ziel, entfernen das obenliegende Segment und setzen sich barrierefrei und kraftsparend um.

## Welche Kunden profitieren von trivida®?

Für alle Menschen, die zeitweise oder dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen sind, bedeutet trivida® eine körperliche Entlastung sowie eine Erhöhung von Sicherheit und Unabhängigkeit. In besonderem Maße profitieren Menschen mit Tetra- oder Paraparesen sowie Rollstuhlnutzer:innen mit verminderter Kraft in den oberen Extremitäten.

## Klinische Studie belegt: trivida® verbessert die Mobilität von Menschen mit Gehbehinderung.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Bernhard Greitemann, Klinik Münsterland, wurde 2021 eine multizentrische klinische Fallbeobachtungsstudie durchgeführt. Die Studie konnte den klinischen Nutzen der Verbesserung der Transfer-situation durch trivida® nachweisen. Der Nutzen wird von den Anwender:innen insbesondere im Bereich der alltäglichen Mobilität und Unabhängigkeit als hoch bewertet.

## Kontakt

Bitte kommen Sie bei Fragen, Problemen oder Unsicherheiten jederzeit auf uns zu. Gerne helfen wir Ihnen beim Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid der Krankenkassen.

P+L Innovations GmbH  
Am Krozinger Weg 11  
79189 Bad Krozingen

E-Mail: [sales@trivida-info.com](mailto:sales@trivida-info.com)  
Tel: +49 7633 9203939



trivida®  
So geht barrierefrei.

[www.trivida-info.com](http://www.trivida-info.com)



## Antrag auf Kostenübernahme

Bitte beachten Sie folgende Punkte und nennen Sie passende Begründungen, wenn Sie die Kostenübernahme von trivida® bei den Krankenkassen beantragen:

Hilfsmittelnummer: 18.99.99.0010

## Grundsätzliche Argumentation

Das teilbare Rollstuhlrاد trivida®

- Erleichtert den Transfer in den und aus dem Rollstuhl
- Trägt zur Dekubitus-Prophylaxe bei
- Vermindert die Sturzgefahr
- Für viele Rollstuhlfahrer:innen wird ein eigenständiger Transfer erst durch trivida® (wieder) möglich
- Verbessert die Mobilität und Selbständigkeit im Alltag
- Als Hilfsmittel trägt trivida® dazu bei, die Behinderung des Antragstellers auszugleichen.

## Individuelle Argumentation

Je nach Erkrankung und Vitalität Ihrer Kundinnen und Kunden eignen sich folgende Argumente, um den Antrag auf Kostenübernahme individuell anzupassen:

- Durch den Einsatz von trivida® kommt es zu einer Verringerung von Transferproblemen wie zum Beispiel Abrutschen und Behinderung durch den Rollstuhlleifen. Laut Studie sinkt das Gefahrenpotenzial um 80 %.\*
- Der klinische Nutzen von trivida® für die Vereinfachung des Transfers wurde nachgewiesen. Konkret wurde der Nutzen in häuslichen Alltagssituationen betont.\*
- Die Handhabung von trivida® ist i.d.R. auch für Anwender:innen mit Begleiterkrankungen leicht möglich.\*
- Aufgrund starker körperlicher Einschränkungen ist die leichte Ausführung Karbon CC21 besonders geeignet.
- Weil trivida® insbesondere für den Transfer in Nasszellen benötigt wird, beantragt die Kundin / der Kunde die trivida®-Räder in der dafür geeigneten Ausführung Karbon CC21.
- Infolge einer halbseitigen Lähmung nach Schlaganfall wird die Ausführung Karbon CC21 ohne Speichen benötigt.
- Das Karbonrad ist belastbar bis 200 kg.

\*Quelle: Prof. Dr. B. Greitemann, "Klinische Bewertung, klinische Prüfung, Leistungsprüfung zum Produkt trivida Rad" in 2021, P+L Innovations GmbH, Bad Rothenfelde, Deutschland